

Štítek WETGRIP


Chemicky odolné bílé samolepicí polyesterové štítky v archu

- Štítky lze nalepit na mokrý nebo zmrzlý povrch skla, plastů, kovů a papíru
- Povrch předmětů nesmí být znečištěn tuky a silikonem
- Štítky lze potisknout v laserové tiskárně

Technické parametry

Rozměr archu:

21,6 x 27,9 cm



Rozměry (mm)	Použití	Počet štítků v archu	Balení	Katalogové číslo
22 x 22	mikroskla	96	20 archů	I167741
24 x 13	mikrozkumavky 0.5 ml	119	20 archů	I167441
33 x 13	mikrozkumavky 1.5/2.0 ml	85	20 archů	I167541
38 x 19	jiné použití	60	20 archů	I167641