

Stojan na zkumavky nerezový

Autoklávatelný stojánek pro zkumavky různých průměrů

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel 18/10



Stojan na zkumavky nerezový

Průměr otvorů (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
17	2 x 6	145 x 55 x 90	1	R.PH51.1
17	2 x 12	278 x 55 x 90	1	R.PH52.1
17	4 x 12	287 x 100 x 90	1	R.PH53.1
20	2 x 6	164 x 62 x 90	1	R.PH54.1
20	2 x 12	310 x 60 x 90	1	R.PH55.1