

Stojánek ADAPT-A-RACK® | HEATHROW SCIENTIFIC

Chytrý autoklávovatelný stojánek se 4 pružnými otvory pro zkumavky 5 až 50 ml

- Zkumavky jsou ve stojánku pevně drženy ve vzpřímené poloze
- Každý otvor stojánku se individuálně přizpůsobí velikosti zkumavky
- Otevřené boky stojánků umožňují dobrou kontrolu popisu a obsahu zkumavky
- Stojánky lze pro zvýšení kapacity spojovat boční stranou
- Spojené stojánky je nutné při přenášení podepřít na spodní straně

Technické parametry

Materiál:	POM
Kapacita stojánku:	4 zkumavky o průměru 12 až 30 mm
Rozměry:	181 × 56 × 76 mm



Stojánek ADAPT-A-RACK®



modrý



žlutý



růžový



bílý



modrozelený



modrožlutý



zelený

Barva stojáčku	Balení (ks)	Katalogové číslo
Modrá/zelená	2	U120184
Modrá/žlutá	2	U120185
Modrá	2	U120187
zelená	2	U120191
žlutá	2	U120190
růžová	2	U120189
Bílá	2	U120188