

Stojánek drátěný pro centrifugační zkumavky | BEL-ART

Klasický drátěný kolmý stojan

Technické parametry

Materiál: ocelový drát s epoxidovým povlakem



Stojánek drátěný pro centrifugační zkumavky



Stojánek drátěný pro centrifugační zkumavky

Max. průměr zkumavek (mm)	Objem zkumavek (ml)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
18	15	5 × 3	127 × 76 × 83	1	A187220
30	50	4 × 2	149 × 76 × 89	1	A985801
30	50	4 × 4	152 × 152 × 89	1	A985802
30	50	6 × 6	229 × 229 × 89	1	A985803
60	250	3 × 2	208 × 135 × 102	1	A985250