

Stojánek drátěný pro centrifugační zkumavky | BEL-ART

Nakloněný drátěný stojan

- Nakloněné zkumavky umožňují snadnější odsávání tekutiny nad sedimentem
- Pohodlnější manipulace, lepší čtení popisu na víčku

Technické parametry

Rozměry: 150 × 120 × 120 mm

Materiál: ocelový drát s epoxidovým povlakem



Stojánek drátěný pro centrifugační zkumavky

Max. průměr zkumavek (mm)	Objem zkumavek (ml)	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	50	4 × 2	1	A187940