

Stojánek kombi "4 v 1" krychlový | HEATHROW SCIENTIFIC

Autoklávatelné barevné stojánky s otvory pro různé zkumavky na každé stěně

- Stojánky pro centrifugační zkumavky a mikrozukmavky lze spojovat prázdnou stranou

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	108 × 108 × 108 mm

Zkumavky	Průměr otvoru	Kapacita stojánku
50 ml	30 mm	4
15 ml	17 mm	10
12 × 75 mm	13 mm	12
1,5/2,0 ml	12 mm	16



Stojánek kombi "4 v 1" krychlový



Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	R009471.M
zelená	1	R009471.Z
růžová	1	R009471.R

oranžová	1	R009471.O
žlutá	1	R009471.Y
Sada všech barev	5	R009471.S