

Stojánek kombi "5 v 1" Flipper® typ 5 | SSI

Autoklávovatelné stojánky s otvory pro mikrozkušavky 0,5, 1,5, 2 a 5 ml a zkumavky 15 a 50 ml

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	173 × 91 × 51 mm

Zkumavky	Průměr otvoru	Kapacita stojánku
50 ml	30 mm	4
15 ml	17 mm	12
5 ml	17 mm	18
1,5 a 2 ml	12 mm	32
0,5 ml	8 mm	32



Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
červená	1	U541559.R
modrá	1	U541559.M
zelená	1	U541559.Z
žlutá	1	U541559.Y
Sada různé barvy	4	U541559.S