


Stojánek na krycí skla Wash-N-Dry™

Autoklávovatelný stojánek na mytí, povrchovou úpravu a sušení krycích skel

- Chemicky a teplotně odolný stojánek z jednoho kusu
- Lze vložit do 100 ml kádinky, po ponoření zůstává na dně prostor pro malé magnetické míchadélko
- Zážezky na dně stojáнку pro uchycení skel gumičkou pro bezpečnou manipulaci

Technické parametry

Kapacita stojáнку:	10 krycích skel
Použití:	pro čtvercová nebo kulatá skla 18 až 25 mm
Materiál:	PP
Rozměry (š × d × v):	31 × 39 × 24 mm



Stojánek na krycí skla Wash-N-Dry™

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na mytí a sušení krycích skel	1	I085141