

## Stojánek na pipety Flip&Grip

Unikátní otočný stojánek na pipety, který je možno upevnit i závěsně

- Otočný stojánek až pro 12 jednokanálových automatických pipet nebo kombinaci 3 jednokanálových a 3 multikanálových pipet
- Kromě klasického umístění na desku stolu též možnost připevnit stojánek závěsně pro maximalizaci pracovního prostoru
- Upevňovací šroub k dispozici pro možnost připevnění stojánku pod policičku
- Dvě možnosti zachycení pipety ve stojánku (za rukojeť či za háček pístu)
- Zatížená základna stojánku pro optimální rovnováhu
- Kompatibilní s běžnými značkami pipet

## Technické parametry

Šířka x výška (mm):

Stolní varianta: 193 x 332

Závěsná varianta: 193 x 187



Stojánek Flip&Grip upevněný závěsně



Stojánek Flip&Grip na pracovním stole



Stojánek Flip&Grip (modrá)



Stojánek Flip&Grip (limetková)



Stojánek Flip&Grip (magenta)

| Popis              | Barva     | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------|-----------|-------------|------------------|
| Stojánek Flip&Grip | modrá     | 1           | H120026          |
| Stojánek Flip&Grip | limetková | 1           | H120056          |
| Stojánek Flip&Grip | magenta   | 1           | H120057          |