

Stojánek na zkumavky | BEL-ART

Malý stojánek do vodní lázně i ledové tříště

- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)


Technické parametry

Materiál:

PP

Rozměry (š × h × v):

128 × 105 × 72 mm



Stojánek na zkumavky

Průměr zkumavek (mm)	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 7	1	A874813
16	5 × 6	1	A874816
20	4 × 5	1	A874820
25	3 × 4	1	A874825
30	2 × 3	1	A874830