

Stojánek na zkumavky | BRAND

Autoklávovatelný stojánek

- Dodáváme v rozloženém stavu
- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)
- Popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−20 až +90 °C
Rozměry:	265 × 126 × 75 (nebo 88) mm



Stojánek na zkumavky

Zkumavky průměr (mm)	Počet otvorů	Výška (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 14	75	bílá	1	P434000.B
13	6 × 14	75	modrá	1	P434000.M
13	6 × 14	75	žlutá	1	P434000.Y
13	6 × 14	75	červená	1	P434000.R
16	5 × 11	75	bílá	1	P434006.B
16	5 × 11	75	modrá	1	P434006.M
16	5 × 11	75	červená	1	P434006.R
18	5 × 11	75	bílá	1	P434001.B
18	5 × 11	75	modrá	1	P434001.M
18	5 × 11	75	červená	1	P434001.R
20	4 × 10	75	bílá	1	P434002.B
20	4 × 10	75	modrá	1	P434002.M
20	4 × 10	75	červená	1	P434002.R
25	4 × 8	88	bílá	1	P434003.B
25	4 × 8	88	modrá	1	P434003.M
25	4 × 8	88	červená	1	P434003.R
30	3 × 7	88	bílá	1	P434004.B

30	3 × 7	88	modrá	1	P434004.M
30	3 × 7	88	červená	1	P434004.R