

Stojánek na zkumavky drátěný

Bílý stojánek na 16mm zkumavky

- Pro zkumavky s maximálním průměrem 16 mm

Technické parametry

Materiál: ocelový drát s polyamidovým povlakem



Stojánek na zkumavky drátěný

Uspořádání	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2 × 6	130 × 50 × 70	1	R238571
2 × 10	210 × 50 × 70	1	R238671
2 × 12	250 × 50 × 70	1	R238771
3 × 12	250 × 70 × 70	1	R238871
4 × 6	130 × 90 × 70	1	R238971