

Stojánek na zkumavky dřevěný

Stojánky s jednou nebo dvěma řadami otvorů pro zkumavky.

- Stojánky z bukového dřeva, lakované
- Modely bez kolíků nebo se šesti kolíky pro sušení zkumavek



Stojánky na zkumavky dřevěné

Model	Průměr zkumavek (mm)	Počet otvorů	Počet kolíků	Délka x šířka x výška (mm)	Výška zkumavek (mm)	Katalogové číslo
Jednořadý	18	6	-	210 x 55 x 120	min. 100	R.AEE0.1
Jednořadý	18	6	6	210 x 55 x 120	min. 100	R.AEE1.1
Jednořadý	22	6	-	230 x 55 x 120	min. 100	R.AEE2.1
Jednořadý	30	6	-	270 x 55 x 180	min. 160	R.AEE3.1
Dvouřadý	18	12	-	210 x 55 x 200	min. 100	R.AEE4.1
Dvouřadý	18	12	6	210 x 55 x 200	min. 100	R.AEE5.1
Dvouřadý	18	24	-	370 x 55 x 200	min. 100	R.AEE8.1
Dvouřadý	22	12	6	230 x 75 x 200	min. 100	R.AEH0.1