

Stojánek na zkumavky | KARTELL

Barevné stojánky pro zkumavky o průměru 13 až 30 mm

- Dodáváme v rozloženém stavu
- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)
- Popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky

Technické parametry

Materiál:

PP



Stojánek na zkumavky

Průměr zkumavky (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 15	246 × 105 × 64	bílá	1	K000564.B
13	6 × 15	246 × 105 × 64	modrá	1	K000564.M
13	6 × 15	246 × 105 × 64	žlutá	1	K000564.Y
13	6 × 15	246 × 105 × 64	červená	1	K000564.R
16	5 × 12	246 × 105 × 72	bílá	1	K000565.B
16	5 × 12	246 × 105 × 72	modrá	1	K000565.M
16	5 × 12	246 × 105 × 72	žlutá	1	K000565.Y
16	5 × 12	246 × 105 × 72	červená	1	K000565.R
20	4 × 10	246 × 105 × 72	bílá	1	K000566.B
20	4 × 10	246 × 105 × 72	modrá	1	K000566.M
20	4 × 10	246 × 105 × 72	žlutá	1	K000566.Y
20	4 × 10	246 × 105 × 72	červená	1	K000566.R
25	4 × 10	295 × 125 × 85	bílá	1	K000567.B
25	4 × 10	295 × 125 × 85	modrá	1	K000567.M
25	4 × 10	295 × 125 × 85	žlutá	1	K000567.Y
25	4 × 10	295 × 125 × 85	červená	1	K000567.R
30	3 × 8	300 × 112 × 85	bílá	1	K000568.B
30	3 × 8	300 × 112 × 85	modrá	1	K000568.M
30	3 × 8	300 × 112 × 85	žlutá	1	K000568.Y

30	3 × 8	300 × 112 × 85	červená	1	K000568.R
----	-------	----------------	---------	---	-----------