


Stojánek na zkumavky kolíkový

Autoklávovatelný stojánek pro bezpečné uložení zkumavek

- Stojánky lze použít ve vodní lázni (neplavou)
- Stojánky s otvory v základové desce vhodné i pro sušení obrácených zkumavek a skleněných desek

Technické parametry

Materiál: PP zpevněný skelným vláknem



Stojánek na zkumavky kolíkový

Průměr zkumavky (mm)	Uspořádání	Rozměr (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
10-13	8 × 12	179 × 127 × 64	bílá	1	R508811.B
10-13	8 × 12	179 × 127 × 64	modrá	1	R508811.M
14-17	5 × 10	187 × 105 × 70	bílá	1	R509411.B
14-17	5 × 10	187 × 105 × 70	modrá	1	R509411.M