

Stojánek na zkumavky kulatý | BEL-ART


Autoklárovatelný stojan vhodný do kulatých nádob (kádinky, exsikátory apod.)

- Možno použít ve vodní lázni (neplavou)
- Popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky

Technické parametry

Materiál: PP

Min. vnitřní průměr nádoby: 10,0 cm pro stojánky o Ø 95 mm 15,5 cm pro stojánky o Ø 149 mm



Stojánek na zkumavky kulatý

Rozměry prům. x výška (mm)	Průměr zkumavky (mm)	Počet otvorů	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
95 x 82	16	14	červená	1	A874316.R
95 x 82	20	9	červená	1	A874320.R
149 x 72	mikrozkumavky 1,5 ml	13	bílá	1	A874129.B
149 x 72	20	24	bílá	1	A874120.B