

Stojánek na zkumavky | NALGENE

Autoklávovatelný stojánek pro malý počet zkumavek o průměru 13 až 30 mm

- Stálobarevný třípatrový stojánek z jednoho kusu
- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)
- Velká popisovací plocha na boku stojánku, lze je stavět na sebe
- Alfnumerický popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky
- Vysoká odolnost za extrémních podmínek (autoklávování, mechanické mytí, chemická dezinfekce a nízké teploty)

Technické parametry

Materiál: polyketon, ResMer™ technologie

Teplotní rozsah: -70 až +121 °C



Stojánek na zkumavky

Průměr zkumavky (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 6	102 × 102 × 56	bílá	1	R852961.N
13	6 × 6	102 × 102 × 56	modrá	1	R852961.M
13	6 × 6	102 × 102 × 56	červená	1	R852961.R
16	6 × 6	126 × 126 × 68	bílá	1	R853361.N
16	6 × 6	126 × 126 × 68	modrá	1	R853361.M
16	6 × 6	126 × 126 × 68	červená	1	R853361.R
16	6 × 6	126 × 126 × 68	zelená	1	R853361.Z
20	4 × 5	128 × 103 × 83	bílá	1	R853761.N
20	4 × 5	128 × 103 × 83	modrá	1	R853761.M
20	4 × 5	128 × 103 × 83	červená	1	R853761.R
20	4 × 5	128 × 103 × 83	zelená	1	R853761.Z
25	4 × 4	122 × 122 × 75	bílá	1	R854161.N
25	4 × 4	122 × 122 × 75	modrá	1	R854161.M
30	3 × 3	109 × 109 × 84	bílá	1	R854361.N
30	3 × 3	109 × 109 × 84	modrá	1	R854361.M

30	3 × 3	109 × 109 × 84	červená	1	R854361.R
30	3 × 3	109 × 109 × 84	zelená	1	R854361.Z