

Stojánek na zkumavky | NALGENE

Autoklávovatelné barevné stojánky pro větší počet zkumavek o průměru 13 až 30 mm

- Stálobarevný třípatrový stojánek z jednoho kusu
- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)
- Alfnumerický popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky
- Vysoká odolnost za extrémních podmínek (autoklávování, mechanické mytí, chemická dezinfekce a nízké teploty)

Technické parametry

Materiál: polyketon, ResMer™ technologie

Teplotní rozsah: –70 až +121 °C



Průměr zkumavky (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 12	200 × 100 × 57	bílá	1	R739051.N
13	6 × 12	200 × 100 × 57	červená	1	R739051.R
13	6 × 12	200 × 100 × 57	modrá	1	R739051.M
13	6 × 12	200 × 100 × 57	zelená	1	R739051.Z
13	6 × 12	200 × 100 × 57	žlutá	1	R739051.Y
13	6 × 12	200 × 100 × 57	oranžová	1	R739051.O
16	6 × 12	248 × 127 × 70	bílá	1	R739551.N
16	6 × 12	248 × 127 × 70	červená	1	R739551.R
16	6 × 12	248 × 127 × 70	modrá	1	R739551.M
16	6 × 12	248 × 127 × 70	zelená	1	R739551.Z
16	6 × 12	248 × 127 × 70	žlutá	1	R739551.Y
16	6 × 12	248 × 127 × 70	oranžová	1	R739551.O
20	4 × 10	250 × 102 × 83	bílá	1	R743851.N
20	4 × 10	250 × 102 × 83	červená	1	R743851.R
20	4 × 10	250 × 102 × 83	modrá	1	R743851.M
20	4 × 10	250 × 102 × 83	zelená	1	R743851.Z
20	4 × 10	250 × 102 × 83	žlutá	1	R743851.Y

20	4 × 10	250 × 102 × 83	oranžová	1	R743851.O
25	4 × 10	300 × 121 × 92	bílá	1	R747951.N
25	4 × 10	300 × 121 × 92	červená	1	R747951.R
25	4 × 10	300 × 121 × 92	modrá	1	R747951.M
25	4 × 10	300 × 121 × 92	zelená	1	R747951.Z
25	4 × 10	300 × 121 × 92	žlutá	1	R747951.Y
25	4 × 10	300 × 121 × 92	oranžová	1	R747951.O
30	3 × 8	283 × 108 × 83	bílá	1	R749251.N
30	3 × 8	283 × 108 × 83	červená	1	R749251.R
30	3 × 8	283 × 108 × 83	modrá	1	R749251.M
30	3 × 8	283 × 108 × 83	zelená	1	R749251.Z
30	3 × 8	283 × 108 × 83	žlutá	1	R749251.Y
30	3 × 8	283 × 108 × 83	oranžová	1	R749251.O