

Stojánek na zkumavky Pop-Up™ | HEATHROW SCIENTIFIC

Skládací stojánek na centrifugační zkumavky 15 ml a 50 ml

- Složený stojánek zabere minimální úložné místo
- Snadné a rychlé složení v okamžiku potřeby
- Očíslované pozice pro snadnou identifikaci polohy zkumavky

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry stojánu:	255 × 137 × 72 mm
Výška složeného stojánu:	21 mm
Balení:	1 ks



zkumavky Pop-Up™



zkumavky Pop-Up™



zkumavky Pop-Up™



zkumavky Pop-Up™



zkumavky Pop-Up™



zkumavky Pop-Up™

Pro zkumavky (ml)	Průměr otvorů (mm)	Počet otvorů	Barva	Katalogové číslo
15	17	45 (5 × 9)	fialová	I062251
50	30	18 (3 × 6)	zelená	I062351
15 + 50	17 + 30	21 + 12	modrá	I635431
15 + 50	17 + 30	21 + 12	růžová	I635531