

Stojánek na zkumavky z nerezové oceli

Autoklárovatelný stojánek na zkumavky různých průměrů

- Stohovatelný
- Dobrá chemická i teplotní odolnost

Technické parametry

Materiál:

Ocel (Remanit 4301)



Stojánek na zkumavky z nerezové oceli

Průměr otvorů (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
12,5	50	155 x 78 x 50	1	R.X115.1
14,5	50	188 x 95 x 58	1	R.X116.1
17,5	25	110 x 110 x 40	1	R.PX26.1
17,5	50	220 x 115 x 63	1	R.X117.1
30	15	220 x 115 x 63	1	R.PX27.1