

Stojánek nastavitelný | HEATHROW SCIENTIFIC

4 otočné části stojáčku s různě velkými otvory pro zkumavky

- Stojánek typ I - pro velké zkumavky 10 až 50 ml
- Stojánek typ II - pro centrifugační zkumavky 0,2 PCR až 15 ml

Technické parametry

Materiál:	PP
Stojánek typ I :	2 otvory s průměrem 29,6 mm pro zkumavky 50 ml 8 otvorů s průměrem 16,4 mm pro zkumavky 15 ml 6 otvorů s průměrem 20,5 mm pro zkumavky s průměrem 16 až 20 mm 10 otvorů s průměrem 13,5 mm pro zkumavky s průměrem 10 až 13 mm
Stojánek typ II:	6 otvorů s průměrem 16,4 mm pro zkumavky 15 ml 9 otvorů s průměrem 11,2 mm pro zkumavky 1,5 a 2,0 ml 12 otvorů s průměrem 8,0 mm pro zkumavky 0,5 ml 32 otvorů s průměrem 6,5 mm pro PCR zkumavky 0,2 ml
Rozměry:	100 × 100 × 208 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek typ I - pro velké zkumavky	1	I832511
Stojánek typ II - pro centrifugační zkumavky	1	I832611