


Stojánek pěnový na mikrozkušavky a zkumavky | HEATHROW SCIENTIFIC

Stojánek s úchyty pro snadnou manipulaci, který plave i se zcela naplněnými zkumavkami

Technické parametry

Materiál: expandovaný PE

Teplotní rozsah: -100 až +80 °C



Stojánek pěnový na mikrozkušavky a zkumavky

Pro zkumavky	Počet otvorů	Barva	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,2/0,5/1,5/2,0 ml	18	modrá	Průměr 82	1	I269241
1,5/2,0 ml	24	žlutá	152 × 82	1	R619971
15 ml	8	modrá	130 × 59	1	R620071
50 ml	4	zelená	105 × 105	1	R620171