

Stojánek pro toulce na pipety

Nerezový stojan pro šikmé uložení toulců na pipety na pracovním stole

- Pro válcové i hranaté toulce

Technické parametry

Materiál:	nerez plech
Maximální průměr válcového toulce:	74 mm
Maximální průřez hranatého toulce:	71 x 71 mm
Minimální délka toulce:	250 mm



Počet otvorů	Rozměry (mm)	Katalogové číslo
4	195 x 235 x 229	R698271
6	195 x 235 x 315	R698371
8	195 x 235 x 405	R698471