

Stojánek s víčkem 4 v 1 pro PCR aplikace

Stojánek pro 0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml mikrozkušavky

- Alfnumerický popis pro snadnou identifikaci vzorků a popisovací plochy na všech čtyřech stranách
- Do prostoru pro 0,2ml mikrozkušavky lze umístit stojánek ([R182341](#))

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	215 × 120 × 50 mm

Mikrozkušavky	Průměr otvorů	Počet otvorů
1,5 a 2,0 ml	12 mm	24
0,5 ml	8 mm	16
0,2 ml (nestripované)	6,5 mm	32



Stojánek s víčkem 4 v 1 pro PCR aplikace

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek pro PCR aplikace	neonově modrá	1	R181841.M
Stojánek pro PCR aplikace	neonově zelená	1	R181841.Z
Stojánek pro PCR aplikace	neonově růžová	1	R181841.R
Stojánek pro PCR aplikace	neonově žlutá	1	R181841.Y
Stojánek pro PCR aplikace	neonově oranžová	1	R181841.O