


Stojánek s víčkem pro 0,2 ml PCR mikrozkumavky (8 × 12) | SSI

Stohovací stojánek pro skladování a práci s PCR mikrozkumavkami, stripy a PCR destičkami

- Pro 96 PCR mikrozkumavek 0,2 ml, proužky po 8 nebo 12 a jakoukoliv 96jamkovou PCR destičku
- Po zavření víčko pevně drží ve stojánku
- Stojánky lze stavět na sebe - tvar dna zajišťuje maximální stabilitu

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C
Rozměry stojánku:	138 × 98 × 30 mm
Rozměry stojánku s víčkem:	138 × 98 × 39 mm



Stojánek s víčkem pro 0,2 ml PCR mikrozkumavky (8 × 12)

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	U524009.M
zelená	1	U524009.Z
žlutá	1	U524009.Y
fialová	1	U524009.F
červená	1	U524009.R
Sada všech barev (5 ks)	1	U524009.S