

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky (8 × 12)

Barevný stojánek ve tvaru mikrotitrační destičky

- 96 otvorů (8 × 12) pro 0,2ml mikrozkumavky - jednotlivě nebo ve stripech

Technické parametry

Materiál stojáнку a nízkého víčka:	PP
Materiál vysokého víčka:	SBS (polystyrén-butadién-styrén)
Rozměry:	127 × 85 × 16 mm



Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkumavky

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek pro PCR mikrozkumavky 0,2 ml	bílá	1	R676571.B
Stojánek pro PCR mikrozkumavky 0,2 ml	modrá	1	R676571.M
Stojánek pro PCR mikrozkumavky 0,2 ml	červená	1	R676571.R
Víčko na stojánek vysoké (v = 28 mm)	čirá	1	R676971