

Stojánek s víčkem pro mikrozkušavky 0,2ml (8 × 12) "PCRRack" | SIMPORT

Barevné stojánky pro PCR mikrozkušavky, stripy nebo PCR destičky

- Alfanaumerická identifikace pozice zkumavky ve stojánku
- Tvarování boků umožňuje spojování stojánků vedle sebe
- Stojánky s víčkem lze bezpečně stavět na sebe - nehrozí sklouznutí
- Průhledné víčko umožňuje kontrolu obsahu stojánku
- 96 otvorů (8 × 12) pro jednotlivé 0,2ml PCR mikrozkušavky, stripy či destičky

Technické parametry

Materiál:

PP, čiré víčko



Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkušavky

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	U328960.M
zelená	1	U328960.Z
oranžová	1	U328960.O
Růžová	1	U328960.P
červená	1	U328960.R
žlutá	1	U328960.Y