

## Stojánek UniRack Jr. | SIMPORT

Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozukmavky

- Třetinová kapacita ve srovnání se stojánky UniRack
- Druhá strana pro mikrozukmavky 0,2 a 0,5 ml
- Jedna strana pro zkumavky a mikrozukmavky o průměru 10 až 12 mm
- Možné použít v rozmezí teplot -196 °C až +121 °C
- Stojánek lze autoklárovat po dobu 30 minut při 121 °C

## Technické parametry

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál:              | PP                                                                                                                                                                                     |
| Kapacita jedné strany: | 25 zkumavek průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 × 75 mm a 12 × 75 mm, zamrazovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozukmavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozukmavky se šroubovacími víčky 0,5, 1,5 a 2,0 ml) |
| Kapacita druhé strany: | 16 mikrozukmavek 0,2 a 0,5 ml                                                                                                                                                          |
| Rozměry:               | 67 × 65 × 27 mm                                                                                                                                                                        |



| Popis                | Barva   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------|---------|-------------|------------------|
| Stojánek UniRack Jr. | modrá   | 1           | U500250.M        |
| Stojánek UniRack Jr. | červená | 1           | U500250.R        |
| Stojánek UniRack Jr. | žlutá   | 1           | U500250.Y        |