

Stojánek vkládací do krabiček k odstínění beta nebo gama záření

Stojánky pro mikrozkušavky, kryozkušavky a scintilační lahvičky

- Stojánky pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5 ml
- Stojánek pro kryozkušavky 2,0 ml pro krabičky MIDI a MAXI
- Do vysoká krabičky MAXI lze umístit i stojánky na scintilační zkušavky
- Do MAXI krabičky lze umístit 3 stojánky pro krabičku MIDI

Technické parametry

Materiál:	čiré akrylátové sklo
Rozměry stojánku pro krabičku MINI (š x d x v):	80 x 80 x 40 mm
Rozměry stojánku pro krabičku MIDI a MAXI (š x d x v):	80 x 160 x 40 mm



Stojánek pro krabičku	Kapacita stojánku	Balení (ks)	Katalogové číslo
MINI	20 mikrozkušavek 0,5 ml	1	R.EXT2.1
MINI	16 mikrozkušavek 1,5 ml	1	R.EXT3.1
MIDI	40 mikrozkušavek 0,5 ml	1	R.EXT4.1
MIDI	32 mikrozkušavek 1,5 ml	1	R156871
MIDI	32 kryozkušavek 2,0 ml	1	R.EXT5.1
MAXI	15 scintilačních lahviček 5 ml	1	R.EXT6.1
MAXI	8 scintilačních lahviček 20 ml	1	R.EXT7.1