

Stojánek/krabička na PCR mikrozkušavky 0,2 ml | HEATHROW SCIENTIFIC

Krabička z ABS s odnímatelným víčkem pro 96 PCR mikrozkušavek, vhodná do velmi nízkých teplot

- Jedinečná konstrukce, díky které jednoduše uděláte ze stojánku krabičku - stačí otočit víčko
- Ergonomicky tvarované rukojeti pro snadnější manipulaci
- Víčko z průsvitného polykarbonátu pro snadnou identifikaci vzorků
- Boční otvor ve víčku pro rychlejší chlazení vzorků
- Alfnumerická identifikace pozice mikrozkušavky ve stojánku
- Krabičky jsou stohovatelné

Technické parametry

Materiál základny:	ABS
Materiál víčka:	průhledný polykarbonát
Kapacita :	96 mikrozkušavek, 8 x 12 otvorů
Minimální teplota:	-80 °C
Rozměry vnější (š x h x v):	125 x 92 x 37 mm



PCR stojánek

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	5	U120539
zelená	5	U120540
fialová	5	U120541
Mix barev (modrá, zelená, fialová, žlutá, oranžová)	5	U120538