

## Stojánky a přihrádky s magnetickým úchytem MagLab™ | HEATHROW SCIENTIFIC

Plastové držáky pro zkumavky, mikropipety, krabice ubrousků a drobné laboratorní pomůcky

- 4 silné magnety na zadní straně každého držáku pro bezpečné uchycení na většinu kovových povrchů
- Samolepicí kovová destička pro připevnění na nekovové plochy je součástí dodávky - vytvořte si magnetickou plochu pro připevnění držáků kdekoli vám to bude vyhovovat
- Box na laboratorní ubrousky a přihrádka na různé drobné předměty - tužky, popisovače, nůžky apod.
- Stojánek na 50 ml a 15 ml centrifugační zkumavky
- Univerzální stojánek na 2 automatické mikropipety
- Sada MagLab™ obsahuje oba stojánky, box na ubrousky a přihrádku na drobné předměty

### Technické parametry

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiál:                              | ABS                                             |
| Kapacita stojánku na zkumavky:         | 4 x 50 ml a 9 x 15 ml                           |
| Kapacita boxu na laboratorní ubrousky: | 1 krabice ubrousků 11 x 21 cm (kat. č. R226481) |



Kovová destička pro nekovové povrchy



Zadní strana kovové destičky



Box na laboratorní ubrousky



Stojánek na centrifugační zkušavky



Stojánek na centrifugační zkušavky zezadu



Stojánek na mikropipety



Příhrádka na drobné předměty

| Popis                        | Barva    | Rozměry (mm)    | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| Box na laboratorní ubrousky  | zelená   | 130 x 91 x 98   | 1           | R.ACL3.1         |
| Stojánek na mikropipety      | fialová  | 131 x 112 x 76  | 1           | R.ACL5.1         |
| Příhrádka na drobné předměty | oranžová | 130 x 78 x 102  | 1           | R.ACL6.1         |
| Sada MagLab™                 |          | 522 x 112 x 102 | 4           | R.ACL6.9         |