

Stojánky kombi "4 v 1" Flipper® typ 2 | SSI

Autoklávovatelné barevné stojánky s otvory pro různé zkumavky na každé stěně

- Stojánky pro centrifugační zkumavky 50 a 15 ml a mikrozukmavky 0,5 a 1,5/2,0 ml
- Stojánky lze použít i v mrazících boxech do teploty $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	174 × 95 × 52 mm

Zkumavky	Průměr otvoru	Kapacita stojánku
50 ml	30 mm	4
15 ml	17 mm	12
1,5/2,0 ml	11 mm	32
0,5 ml	8 mm	32



Stojánky kombi "4 v 1" Flipper® typ 2

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	R108271.M
zelená	1	R108271.Z
růžová	1	R108271.R
oranžová	1	R108271.O
žlutá	1	R108271.Y