

Stojany laboratorní



Stojan laboratorní - komplet


Laboratorní stojan s litinovou deskou a chromovanou tyčí

Technické parametry

Rozměr desky:

250 x 160 mm

Rozměry tyče (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Katalogové číslo
670 x 10	-	1	L803105
750 x 12	2,3	1	L803106
1000 x 12	2,5	1	L803207



Tyč stojanová

Univerzální tyč se závitem k našroubování do podstavce

- Standardní podstavec nebo podstavec typu tripod nutno objednávat samostatně

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel, 18/9 nerez ocel
Závit pro upevnění do podstavce:	M 10

Délka (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
600	12	1	R237851
750	12	1	R237951
1 000	12	1	R238051
1 250	12	1	R238151
1 500	12	1	R611471
1 500	15	1	R238251



Laboratorní tyč

Podstavec pro laboratorní stojan


Deska s otvorem pro tyč ve středu čelní strany

- Stojanové tyče vhodné délky nutno objednávat samostatně
- Stabilita odpovídá požadavkům normy DIN 12892

Technické parametry

Materiál:	železná deska, povrchová úprava vypalovanou barvou
Závit pro upevnění tyče:	M 10

Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Katalogové číslo
210 x 130	1,3	1	R236951
250 x 160	2,0	1	R237551
300 x 150	2,2	1	R237651
315 x 200	3,0	1	R237751



laboratorní podstavec

Podstavec pro laboratorní stojan - tripod

Podstavec s otvorem ve středu a gumovými podložkami

- Stojanové tyče vhodné délky objednávejte samostatně

Technické parametry

Materiál: železná deska, povrchová úprava vypalovanou barvou

Závit pro upevnění tyče: M 10

Délka ramene (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
80	1	R707271
115	1	R707571
150	1	R707671
185	1	R707771

