

Stopky/minutka pro tři časy

Tři samostatné stopky s vlastní displejem

- Přičítání i odečítání času
- Připevnění magnetem nebo klipsem
- Model s nastavitelným formátem hodin 12/24 hod
- Triple Timer XL s rozlišením na 1/100 sec při zpětném odečítání času
- R813361 - pro přičítání a odpočítávání času
- I607641 - pouze pro odpočítávání času

Technické parametry

Max. čas:	99 hod, 59 min, 59 sec - model E 19 hod, 59 min, 59 sec - model F
Napájení modelu s 12/24 hod formátem:	1 x knoflíková baterie V 13 GA (1,5 V)
Napájení modelu Triple Timer XL:	2 x AAA mikro 1,5 V



Model s 12/24 hod formátem



Triple Timer XL*

Model	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Model s 12/24 hod formátem	83 x 70 x 22	80	1	R813361
Triple Timer XL*	103 x 121 x 20	170	1	I607641

*pouze pro zpětné odpočítávání času