

Stopky/minutka s pamětí pro tři časy

Digitální stopky pro zpětné odpočítávání a přičítání času

- Nastavitelná úroveň hlasitosti zvukového alarmu po odpočítání na nulu
- Paměť pro tři nastavené časy
- Čtyřmístný LCD displej pro minuty a vteřiny
- Tlačítko start/stop s barevnou indikací - zelená pro odpočítávání, červená po vypršení nastaveného času
- Magnet pro připevnění na kovovou podložku, stojánek a klips

Technické parametry

Maximální čas :	99 min a 59 s
Doba trvání alarmu:	60 s
Napájení:	2 x AAA baterie 1,5 V
Rozměry:	90 x 60 x 20 mm
Hmotnost:	91 g



Stopky/minutka s pamětí pro tři časy

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stopky/minutka s pamětí pro tři časy	1	R.TA16.1