

Stříčka integrální s potiskem | AZLON

Stříčky s barevně kódovaným odvětrávaným víčkem z PP

- PTFE membrána ve víčku zabraňuje vzniku přetlaku v lahvičce
- Díky integrované výtokové trubičce nehrozí, oproti standardní stříčce, kontaminace vzniklá odložením vnitřní trubičky během doplňování
- Popsané anglicky, francouzsky, německy a španělsky
- Značení dle GHS, NFPA, H a P věty

Technické parametry

Materiál:	LDPE
Objem:	500 ml



stříčky azlon

Označení	Barva víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destilovaná voda	bílá	1	S000801
Ethanol	oranžová	1	S000805
Methanol	zelená	1	S000803
Isopropanol	modrá	1	S000804
Aceton	červená	1	S000802