

Stříčka širokohrdlá LDPE s potiskem ROTILABO®

Laboratorní stříčky s popisky v pěti variantách a s barevně odlišenými víčky

- Identifikační štítky ve třech jazycích; odolné vůči poškrábání
- Symboly nebezpečnosti v souladu s GHS
- Barevná šroubovací víčka
- Pohyblivá sací trubička umožňuje úplné vyprázdnění lahve



Stříčka širokohrdlá

Identifikační štítek	Objem (ml)	Balení	Katalogové číslo
Aceton	250	1 ks	R.T398.1
Aceton	500	1 ks	R.T399.1
Ethanol	250	1 ks	R.T400.1
Ethanol	500	1 ks	R.T401.1
Isopropanol	250	1 ks	R.T402.1
Isopropanol	500	1 ks	R.T403.1
Methanol	250	1 ks	R.T404.1
Methanol	500	1 ks	R.T405.1
Destilovaná voda	250	1 ks	R.T406.1
Destilovaná voda	500	1 ks	R.T407.1

Odolnost materiálu stříček je působením agresivních chemikálií snižována. Proto by stříčky měly být používány pouze pro technické aplikace a měly by být pravidelně obměňovány.