

Stříčka úzkohrdlá FEP

Autoklávatelná teflonová stříčka s vynikající chemickou odolností

- Se šroubovacím víčkem, neporézní
- Tryska je integrální součástí víčka
- Dokonale inertní pro jakákoliv rozpouštědla

Technické parametry

Materiál láhve:

Teflon FEP

Materiál víčka a trubičky:

Tefzel ETFE



Stříčka FEP

Objem (ml)	Průměr uzávěru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	24	1	R167141
250	24	1	R167241
500	38	1	R167341
1 000	38	1	R167441