

Stříčka úzkohrdlá LDPE čirá s barevným víčkem | Nalgene

Stříčka s barevným víčkem

- Trubička je integrální součástí víčka

Technické parametry

Rozměry lahvičky:	průměr 73 × 168 mm
Materiál lahvičky:	LDPE
Materiál víčka:	PP



Stříčka LDPE s barevným víčkem

Popis	Barva víčka	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stříčka úzkohrdlá 500 ml	červená	1	R166571.R
Stříčka úzkohrdlá 500 ml	modrá	1	R166571.M
Stříčka úzkohrdlá 500 ml	žlutá	1	R166571.Y
Stříčka úzkohrdlá 500 ml	zelená	1	R166571.Z