

SULFOBETAIN 10

SB-10, N-decyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

CAS: 15163-36-7

Vzorec: C₁₅H₃₃NO₃S


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

307,5

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.1816.1
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.1816.2