

SULFOBETAIN 12

SB-12, N-dodecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propansulfonát
zwitteriontový detergent

CAS: 14933-08-5

Vzorec: C₁₇H₃₇NO₃S


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

335,5

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.1821.1
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.1821.2
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.1821.3