

Systém uchovávací pro pH elektrody

Lahvička pro bezpečné ukládání elektrod v uchovávacím roztoku

- Šroubovací víčko na lahvičky s otvorem se silikonovou těsnicí vložkou
- Silikonová vložka zvrchu krytá teflonem má otvor pro elektrodu
- Použitelné pro elektrody o průměru těla 12 mm

Technické parametry

Otvor ve víčku:	průměr 34 mm
Materiál lahvičky:	borosilikátové sklo DURAN®



Systém uchovávací pro pH elektrody

Popis	Katalogové číslo
Lahvička pro pH elektrody*	I213941
Víčko GL 45 s ovorem a 5 ks těsnicích vložek	I188831
Lahvička 100 ml DURAN bez víčka a vylévacího kroužku	L300102

*Komplet 100 ml DURAN lahvička, víčko GL 45 s otvorem, 5 ks těsnicích vložek a uchovávací roztok pro pH elektrody HI 70300 (460 ml).