

Tác na barvení preparátů jednorázový | HEATHROW SCIENTIFIC

Tác s víkem pro barvení, mytí a sušení až 8 mikroskel

- Tmavé víko pro aplikace citlivé na světlo
- 2 postranní žlábkové pro snadné vylití použitého roztoku
- Kompaktní rozměry a úchyty ve víku pro snadné přenášení

Technické parametry

Materiál:	PP a PE
Rozměry:	305 x 127 x 39 mm
Objem:	38 ml



Tác na barvení preparátů jednorázový



Víko

Popis	Balení	Katalogové číslo
Jednorázový tác na barvení preparátů	1 sada (4 tácy + 1 víko)	R.TP31.1