

Tác na barvení preparátů | SIMPORT

Barvicí táč s těsnícím víkem pro metody vyžadující vysokou vlhkost prostředí

- Dvě dvojice vyvýšených kolejniček pro 10 nebo 20 podložních skel, výpustný otvor se zátkou
- Samolepicí polymerní pásy na vrcholu kolejniček fixují skla i v nakloněné poloze
- Jamky mezi kolejničkami pro vytvoření vlhkého prostředí a zachycení odkapávajících barev
- Čiré víko pro snadnou kontrolu, nebo černé víko pro fluorescenční barvení
- Materiál tácu s vysokou chemickou odolností (s výjimkou chlorovaných uhlovodíků)

Technické parametry

Materiál tácu a neprůhledného víka:	černý ABS, teplotní rozmezí –80 až +80 °C
Materiál průhledného víka:	PETG, teplotní rozmezí –20 až +60 °C
Rozměry tácu pro 10 preparátů:	240 × 240 × 45 mm
Rozměry tácu pro 20 preparátů:	380 × 240 × 45 mm



Tác na barvení preparátů

Tác s víkem			Víko		
Kapacita	Barva víka	Katalogové číslo	Kapacita	Barva víka	Katalogové číslo
10 preparátů	čirá	U918100	10 preparátů	čirá	U918110
10 preparátů	černá	U918200	10 preparátů	černá	U918210
20 preparátů	čirá	U920100	20 preparátů	čirá	U920110
20 preparátů	černá	U920200	20 preparátů	černá	U920210