

Tác na mikroskopická skla | SIMPORT

Tác pro mikroskopická skla položená naplocho

- Snadné vkládání a vyjímání jednotlivých skel
- Tacy položené na sebe chrání skla a zabraňují jejich pohybu

Technické parametry

Teplotní stabilita:	−80 až +100 °C, nelze autoklávovat
Kapacita :	20 mikroskel
Materiál:	rázuvzdorný PS
Rozměry (š × d × v):	206 × 299 × 18 mm



Tác na mikroskopická skla

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Tác na mikroskopická skla	bílá	1	U075520.B