

TATU

O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'- tetramethyluroniumtetrafluorborát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 873798-09-5

Vzorec: C₁₀H₁₅BF₄N₆O


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

322,1

Bezp. věty (GHS):

H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu peptidů	5 g	R.2148.1
min 99 %, pro syntézu peptidů	25 g	R.2148.2