

TCTU

O-(6-chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 330641-16-2

Vzorec: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

355,5

Bezp. věty (GHS):

H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu peptidů	5 g	R.6890.1
min 98 %, pro syntézu peptidů	25 g	R.6890.2
min 98 %, pro syntézu peptidů	100 g	R.6890.3