

Teploměr digitální Checkfridge | HANNA

Pro měření teploty uvnitř lednic a mrazniček

- Funkce "Cal check" pro testování vnitřní kalibrace
- Magnet pro připevnění na stěnu lednice
- Nerezová termistorová sonda, 1 m silikonový kabel

Technické parametry

Rozsah teplot:	-50 až + 70 °C
Rozlišení:	+mn0,1 °C
Přesnost:	+mn0,3 °C (-20 až +70 °C); +mn0,5 % (okolní rozsahy)
Délka sondy:	40 mm
Průměr sondy:	5 mm
Napájení:	1 x 1,5 V AA baterie
Rozměry:	92 x 36 x 25 mm
Hmotnost:	65 g



Teploměr digitální Checkfridge

Model	Katalogové číslo
Checkfridge HI 147	R923871