

Teploměr digitální kapesní | DOSTMANN

Pevný teploměr na měření teploty vzduchu, plynů, kapalin a sypkých materiálů

- Možnost přepínání °C/°F
- Funkce "Hold" pro zafixování naměřené hodnoty
- Paměť pro minimální a maximální hodnotu
- Vodotěsný kryt teploměru

Technické parametry

Sonda:	termistor NTC v nerezové trubičce s hrotem
Rozsah:	-40 až +200 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn1 °C (od -25 do +150 °C), +mn1,5 °C okolní rozsahy
Odezva t90 :	cca 15 sekund ve vodě (čas, za který je dosaženo 90 % konečné hodnoty teploty)



Teploměr digitální kapesní

Typ	Rozměr sondy (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	Katalogové číslo
Teploměr s krátkou sondou	75 x 3,5	20 x 16 x 150	40	R033271
Teploměr s dlouhou sondou	126 x 3,5	20 x 16 x 202	42	R033279