

Teploměr digitální kapesní vpichový

Kapesní teploměry k měření teplot kapalin a pevných těles

Technické parametry

Model	A	B
Pracovní teplota	-20 až +100 °C	-10 až +50 °C
Délka sondy	120 mm	125 mm
Průměr sondy	3,0 mm	5,0 mm
Baterie	3 x 1,4 V	1 x 1,5 V
Rozměry	20 x 58 x 150 mm	38 x 92 x 165 mm
Hmotnost	42 g	65 g



Teploměr digitální kapesní vpichový



Teploměr model B

Model	Rozsah měření (°C)	Rozlišení (°C)	Přesnost (°C)	Katalogové číslo
A	-50 až +220	0,1	+mn1,0 (-20 až +100)	R132111
B	-50 až +220	0,1	+mn0,3 (-20 až +90)	R023571